



SOP MENGHITUNG DENYUT JANTUNG JANIN

Nomor Dokumen	: 001/SOP/Laboratorium	Tanggal Pembuatan	: 10 Desember 2015
Status Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 2

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Ka. Laboratorium	Gugus Kendali Mutu	Ka. Prodi

Pengertian : Menghitung denyut jantung janin dalam satu menit penuh dengan menggunakan alat tertentu

Tujuan : Untuk mengetahui status kesehatan janin

Prosedur : **Persiapan pasien**

1. Identifikasi klien
2. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan

Persiapan Alat-alat

1. Fetoskope atau stetoskop laennec
2. Jam tangan
3. Buku catatan

Pelaksanaan

1. Anjurkan pasien untuk buang air kecil
2. Petugas mencuci tangan
3. Persilahkan pasien untuk berbaring ditempat tidur dengan satu bantal di bagian kepala, lutut diluruskan
4. Tutupi dengan alat tenun bagian tubuh pasien yang tidak termasuk area yang akan di periksa
5. Lakukan perhitungan denyut jantung janin



SOP MENGHITUNG DENYUT JANTUNG JANIN

Nomor Dokumen :	001/SOP/Laboratorium	Tanggal Pembuatan :	10 Desember 2015
Status Revisi :	00	Halaman :	2 dari 2

6. Tentukan lokasi untuk mendengarkan DJJ dengan memastikan posisi punggung janin atau area garis tengah fundus 2-3 cm di atas simpisis pubis terus kearah kuadran bawah kiri (puctum maximum)
7. Letakkan fetoskope diatas area yang telah ditentukan untuk mendengarkan DJJ
8. Hitung DJJ selama 1 menit penuh
9. Beritahu hasilnya pada klien
10. Petugas mencuci tangan
11. Dokumentasi