



## SOP IMUNISASI BCG

Nomor Dokumen	: 001/SOP/Laboratorium	Tanggal Pembuatan	: 10 Desember 2015
Status Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 2

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
<b>Ka. Laboratorium</b>	<b>Gugus Kendali Mutu</b>	<b>Ka. Prodi</b>

**Pengertian** : Tindakan pemberian vaksin BCG pada anak berumur kurang dari 2 bulan

**Tujuan** : Memberikan kekebalan terhadap penyakit Tuberculosis (TBC)

**Prosedur** : **Persiapan pasien**

1. Petugas memperkenalkan diri
2. Identifikasi pasien
3. Beritahu pasien/keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan

**Persiapan Alat-alat**

1. Vaksin BCG
2. S spuit disposable
3. Kapas DTT

**Pelaksanaan**

1. Petugas mencuci tangan
2. Pastikan vaksin yang akan digunakan dalam keadaan baik (perhatikan kadaluarsa dan VVM)
3. Larutkan vaksin dengan cairan pelarut BCG 1 Ampul (4cc)
4. Pastikan anak belum pernah di BCG dengan menanyakan pada orang tua anak
5. Ambil 0,05 cc vaksin BCG yang telah dilarutkan



---

## **SOP IMUNISASI BCG**

<b>Nomor Dokumen</b> :	001/SOP/Laboratorium	<b>Tanggal Pembuatan</b> :	10 Desember 2015
<b>Status Revisi</b> :	00	<b>Halaman</b> :	2 dari 2

6. Bersihkan lengan dengan kapas DTT, jangan gunakan alcohol sebab akan merusak vaksin
7. Suntikan vaksin tersebut 1/3 bagian lengan kanan atas (tepatnya pada insertion musculus deltoideus) secara intracutan
8. Rapikan Alat-alat
9. Petugas mencuci tangan
10. Dokumentasikan dalam KMS