



SOP IMUNISASI Hb0

Nomor Dokumen	: 001/SOP/Laboratorium	Tanggal Pembuatan	: 10 Desember 2015
Status Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 2

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Ka. Laboratorium	Gugus Kendali Mutu	Ka. Prodi

Pengertian : Tindakan pemberian vaksin Hepatitis B pada Bayi Baru Lahir 0-7 hari

Tujuan : Memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit yang disebabkan oleh virus Hep B

Prosedur : **Persiapan pasien**

1. Petugas memperkenalkan diri
2. Identifikasi pasien
3. Beritahu pasien/keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan

Persiapan Alat-alat

1. Sarung tangan
2. Alat suntik Prefilled Injection Device (PID), jenis alat suntik yang telah berisi vaksin dosis tunggal dari pabriknya berisi vaksin Hepatitis B 0,5%
3. Kapas DTT
4. Kartu KMS

Pelaksanaan

1. Petugas mencuci tangan
2. Pakai Sarung tangan
3. Keluarkan PID dari kemasan
4. Dorong dan tekan dengan cepat penutup jarum ke dalam port



SOP IMUNISASI Hb0

Nomor Dokumen :	001/SOP/Laboratorium	Tanggal Pembuatan :	10 Desember 2015
Status Revisi :	00	Halaman :	2 dari 2

5. Jarak antara penutup jarum dengan port akan hilang dan terasa ada klik
6. Oleskan kapas DTT di 1/3 paha luar bayi sebelah kanan
7. Pegang paha bayi sebelah kanan dengan ibu jari dan jari telunjuk
8. Keluarkan penutup jarum
9. Pegang PID pada port dan suntikan jarum dengan sudut 90° di 1/3 paha luar bayi sebelah kanan
10. tekan reservoir (gelembung vaksin) untuk mengeluarkan vaksin
11. Sesudah reservoir kempes, tarik PID keluar
12. Tekan dengan kapas
13. Bereskan alat-alat
14. Petugas cuci tangan
15. Dokumentasikan pada KMS