



SOP PROSEDUR MENGHISAP LENDIR PADA BAYI BARU LAHIR

Nomor Dokumen	: 001/SOP/Laboratorium	Tanggal Pembuatan	: 10 Desember 2015
Status Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 1

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Ka. Laboratorium	Gugus Kendali Mutu	Ka. Prodi

Pengertian : Melaksanakan pembersihan saluran pernafasan lebih ke dalam dengan menggunakan alat penghisap lender melalui mulut, hidung maupun trakhea.

Tujuan : Saluran pernafasan bebas dari sumbatan semua kotoran atau lender sehingga pasien dapat bernafas secara normal.

Prosedur :

1. Petugas cuci tangan / memaksi handschoen
2. Bayi baru lahir segera dilakukan suction dengan posisi kepala tengadah, punggung diberi bantalan, penghisapan dimulai dari mulut kemudian hidung. Perhatikan cairan yang keluar di tabung kateter, apakah jernih atau meconial
3. Apabila meconial kateter dimasukkan sampai ke lambung baru dihisap
4. Alat-alat dibersihkan
5. Petugas Cuci tangan